

VISION PRO Analizador ESR Automático



Tecnología de avanzada

- * Prueba Directa con tubos EDTA
- * Lector Incorporado código de barras
- * Excelente correlación con Westergren
- * Resultados en 20 minutos
- * Impresora Térmica Incorporada

Características

- * Pantalla Táctil LCD
- * Curva Dinámica de Sedimentación
- * Lector de Código de barras e Impresora térmica internas
- * Flexibilidad en la Carga y Recarga de las pruebas vía USB
- * Homogenización Automática de la muestra
- * Dos modos de carga, RANDOM y BACH

Patentado en U.S.



Especificaciones

Velocidad de Trabajo	20 min/ciclo
Modelos	8/16/32 posiciones
Tipos de llaves	Dongle Master y Secundario
Tubo medidas	EDTA con diámetros 12/ 13 mm
Volumen de muestra	1.5ml - 3.5ml
Pantalla	LCD touch screen 7 pulgadas
Código de Barras	Lectora Interna Incorporada
Impresora	Térmica incorporada
LIS	Bidireccional
ESR Curva Dinámica	SI
Control QC Interno	SI
Corrección de Temperatura	SI
Homogenización Interna	SI
Potencia	100-240V, 50/60 Hz
Voltaje	220VA
Medidas	352mm(L) x365mm(W) x 325mm (H)
Peso	10.5 Kg

Distribuidor

P/N: ENG-ENG-C009-1805



www.msequipos.com
 info@msequipos.com
 +54 9 11 4758 3247 / 5121 7715