



Equipos automáticos para ERS, ELISA, lectores para contadores hematológicos.



Lector Automático de microplacas marca **Kayto** modelo RT-2100 C

- Panel de control con pantalla Touch Screen.
- 100 test pre-programados.
- Múltiples modos de cálculos
- Visualización y colocación en cualquier lugar de la microplaca mediante seteador del blanco, control, muestra y testigos.
- Posibilidad de correr hasta 12 técnicas en la misma microplaca.
- Lectura de la microplaca en 5 segundos.
- Almacena un máximo de 500 programas, datos de 1.000 pacientes y hasta 10.000 resultados.
- Soporta diversos tipos de impresora.
- Service, control y actualizaciones mediante internet.