



Equipos automáticos para ERS, ELISA, lectores para contadores hematológicos.



Lavador Automático de microplacas Elisa marca **Kayto** modelo RT-2600 C

- Controlado por microprocesador.
- Protocolo de lavado definido por el usuario.
- Lavado por columnas, filas o placa completa.
- Rango de dispensación de 50 a 2000 ul.
- Precisión 5 % CV (con 350 ul de agua destilada).
- Volumen residual de aspiración < 1 ul para fondos en V ó U.
- Bomba de vacío independiente.
- Bomba de lavado flotante de última generación de acuerdo a normas US 49N.
- Teclado por membrana.
- Botellones de lavado y deshecho contruidos en material de alto impacto.